



OraGRAFT®

Blocs et cubes de tissu spongieux

Aperçu clinique La gamme de produits OraGraft est constituée d'implants pour allogreffes mous et durs généralement utilisés dans les augmentations de sinus, les reconstructions cranio-faciales et la correction des défauts parodontaux ou de crêtes.

- Applications**
- Conservation de crête (augmentation horizontale et verticale)
 - Reconstruction cranio-faciale

- Caractéristiques et avantages**
- **Sécurité accrue** : Stérile avec un NAS de 10^{-6} .
 - **Stockage pratique** : À température ambiante, avec une durée de conservation de 5 ans.
 - **Facilité d'utilisation** : Peut être fixé au site opératoire à l'aide de vis pour ostéosynthèse classique.
 - **Remodelage rapide** : Le tissu osseux spongieux solide permet la conservation des espaces et le remodelage rapide grâce à l'architecture trabéculaire.
 - **Adapté au défaut** : Facile à limer, le greffon peut être façonné à l'aide des instruments classiques.



North America
1 888 847-7831
orders@lifenethealth.org

Europe
+ 43 1 375002710
eu_orders@lifenethealth.eu

Latin America □ **Asia** □ **Middle East**
1.757.464.4761 ext. 2000
internat.orders@lifenethealth.org

LifeNetHealth.org
LifeNetHealth.eu



Blocs et cubes de tissu spongieux OraGraft

À température ambiante*/durée de conservation de 5 ans.

Tailles	Code de commande
10 x 10 x 10 mm	CANCUBE1
15 x 15 x 15 mm	CCUBE-01
15 x 15 x 8 mm	CCUBE-02
15 x 30 x 8 mm	CCUBE-03

*Bien que la notion de température ambiante n'a pas de définition établie par les organes régulateurs, LifeNet Health recommande une conservation entre 2 °C et 37 °C, avec des passages jusqu'à 40 °C n'excédant pas 24h. Si la température devait sortir de ces limites, veuillez contacter LifeNet Health.

Mode d'emploi disponible sur [LifeNetHealth.org/IFU](https://www.LifeNetHealth.org/IFU)

