



OraGRAFT®

Blocchi e cubi di osso spongioso

Overview clinica La linea di prodotti OraGraft è costituita da impianti per innesto duri e molli, che generalmente trovano impiego nelle procedure di rialzo del seno, ricostruzione cranio-facciale e correzione di difetti parodontali e della cresta.

- Applicazioni**
- Mantenimento della cresta (aumento orizzontale e verticale)
 - Ricostruzione cranio-facciale

- Caratteristiche e vantaggi**
- **Maggiore sicurezza:** Sterilizzazione con un valore SAL 10^{-6} .
 - **Praticità di conservazione:** Si conserva a temperatura ambiente per cinque anni.
 - **Facilità d'uso:** Si può fissare al sito chirurgico utilizzando viti ossee standard.
 - **Rimodellamento veloce:** L'osso spongioso permette di mantenere lo spazio e consente un rimodellamento veloce grazie all'architettura trabecolare.
 - **Adattabilità al difetto:** Semplice da rifinire, si può adattare usando una strumentazione standard.



North America
1.888.847.7831
orders@lifenethealth.org

Europe
+ 43 1 375002710
eu_orders@lifenethealth.eu

Latin America □ **Asia** □ **Middle East**
1.757.464.4761 ext. 2000
internat.orders@lifenethealth.org

LifeNetHealth.org
LifeNetHealth.eu



OraGraft Blocchi e cubi di osso spongioso

Conservazione a temperatura ambiente*/Periodo di validità di 5 anni

Dimensioni	Codice ordine
10 x 10 x 10 mm	CANCUBE1
15 x 15 x 15 mm	CCUBE-01
15 x 15 x 8 mm	CCUBE-02
15 x 30 x 8 mm	CCUBE-03

*Sebbene la temperatura ambiente non sia stata definita dagli enti di regolamentazione, LifeNet Health consiglia di conservare a una temperatura compresa tra 2 e 37 °C con escursioni per un periodo di tempo inferiore a 24 ore fino a 40 °C. Se si verifica un'escursione al di fuori di questo intervallo, contattare LifeNet Health.

Istruzioni per l'uso disponibili sul sito Web LifeNetHealth.org/IFU

