



ReadiGRAFT®

Πορώδη κυβοειδή και πλάκες

Κλινική επισκόπηση

Αποστειρωμένα πορώδη κυβοειδή και αποστειρωμένες πορώδεις πλάκες σχεδιασμένα για χρήση σε καλά καθορισμένα κενά οστών.

Εφαρμογές

Οποιαδήποτε χειρουργική εφαρμογή που απαιτεί πλήρωση κενού οστού

Χαρακτηριστικά & οφέλη

- **Οστεοαγωγικότητα:** Η φυσική μήτρα οστού διευκολύνει την προσκόλληση και τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων και την ανάπτυξη των αγγείων.
- **Προ-ενυδάτωση:** Τα βιο-εμφυτεύματα αλλομοσχεύματος με τη δυνατότητα του Preservon® αποθηκεύονται σε πλήρως ενυδατωμένη κατάσταση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος. Το Preservon εξαλείφει τον χρόνο απόψυξης και επανυδάτωσης, δεν απαιτεί αποθήκευση κατάψυξης και δεν θέτει σε κίνδυνο τις εγγενείς οστεοαγωγικές ιδιότητες του μοσχεύματος.¹
- **Αποστείρωση:** Αποστειρώθηκε χρησιμοποιώντας την αποκλειστική και πατενταρισμένη τεχνολογία Allowash XG® που παρέχει ένα επίπεδο διασφάλισης αποστείρωσης 10⁻⁶, χωρίς να διακυβεύονται οι εγγενείς οστεοαγωγικές ιδιότητες του εμφυτεύματος.²
- **Πολυχρηστικότητα:** Διατίθεται σε πολλά μεγέθη και όγκους για την κάλυψη χειρουργικών αναγκών.
- **Απορροφητικότητα:** Απορροφά και διατηρεί βιοδραστικά υγρά όπως αίμα, πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια (PRP) και αναρρόφηση μυελού των οστών (BMA).

Εναλλακτικά μοσχεύματα

- Readigraft, πορώδη θραύσματα
- Readigraft, φλοιώδη/πορώδη θραύσματα
- MatriGraft®, μηριαία κεφαλή (λειαντής)



North America
1.888.847.7831
orders@lifenethealth.org

Europe
+ 43 1 375002710
eu_orders@lifenethealth.eu

Latin America □ Asia □ Middle East
1.757.464.4761 ext. 2000
internat.orders@lifenethealth.org

LifeNetHealth.org
LifeNetHealth.eu



ReadiGraft, πορώδη κυβοειδή

*Περιβάλλον αποθήκευσης / Διάρκεια ζωής 5 ετών

Μέγεθος	Όγκος	Λυοφιλωμένο	Preservon
0,5 x 0,5 x 0,5 εκ	5cc	CANCUBE05 S	CANCUBE05 SP
	15cc	CANCUBE15 S	CANCUBE15 SP
Μέγεθος	Όγκος	Λυοφιλωμένο	Preservon
1,0 x 1,0 x 1,0 εκ	8 κυβοειδή	CANCUBE1/4	PCANCUBE1/4
	12 κυβοειδή	CANCUBE30	PCANCUBE30
	16 κυβοειδή	CANCUBE1/2	PCANCUBE1/2



ReadiGraft, πορώδεις πλάκες

*Περιβάλλον αποθήκευσης / Διάρκεια ζωής 5 ετών

Μέγεθος	Όγκος	Λυοφιλωμένο	Preservon
20 x 20 x 30 χιλιοστά	1 πλάκα	CANBLOCK	PCANBLOCK

*Ενώ η θερμοκρασία περιβάλλοντος δεν έχει καθοριστεί από ρυθμιστικούς φορείς, η LifeNet Health θα συνιστούσε αποθήκευση στους 2°C-37°C με μεταφορές μικρότερες από 24 ώρες έως 40°C. Εάν πραγματοποιηθεί μεταφορά εκτός αυτής της περιοχής, επικοινωνήστε με τη LifeNet Health.

Οι οδηγίες χρήσης είναι διαθέσιμες στο LifeNetHealth.org/IFU

Αναφορές

1. Samsell, B., Softic, D., Qin, X. et al. Συντήρηση αλλομοσχεύματος οστού χρησιμοποιώντας διάλυμα γλυκερόλης: μία συλλογή αρχικής προκλινικής έρευνας. *Biomater Res* 23, 5 (2019). <https://doi.org/10.1186/s40824-019-0154-1>.
2. Balsly CR, Cotter AT, Williams LA, Gaskins BD, Moore MA, Wolfenbarger L Jr. Επίδραση χαμηλής δόσης και μέτριας δόσης ακτινοβολίας γάμμα στις μηχανικές ιδιότητες των αλλομοσχευμάτων οστών και μαλακών ιστών. Τράπεζα κυτταρικών ιστών. 2008;9(4):289-298. doi:10.1007/s10561-008-9069-0.

