



OraGRAFT®

Μεταλλοποιημένη σκόνη σπογγώδους οστού

Κλινική επισκόπηση

Η σειρά OraGraft αποτελείται από σκληρά και μαλακά εμφυτεύματα αλλομοσχεύματος που χρησιμοποιούνται γενικά για αύξηση του ρινικού κόλπου, κρανιοπροσωπική ανάπλαση και διόρθωση περιοδοντικών ελαττωμάτων και ελαττωμάτων ακρολοφίας.

Εφαρμογές

- Περιοδοντικά ελαττώματα
- Συντήρηση ακρολοφίας
- Συντήρηση του σημείου εξακτικής
- Μεταμόσχευση ιγμορείου
- Κρανιοπροσωπική ανάπλαση

Χαρακτηριστικά και οφέλη

- **Αυξημένη ασφάλεια:** Αποστειρωμένο με επίπεδο SAL 10⁻⁶.
- **Εύκολη αποθήκευση:** Θερμοκρασία περιβάλλοντος, με τρία χρόνια διάρκεια ζωής.
- **Ενσωμάτωση μοσχεύματος:** Το οστεοκαθοδηγητικό δυναμικό, σε συνδυασμό με την ανοιχτή δοκιδωτή αρχιτεκτονική και τα συμπαγή σωματίδια, επιτρέπει την επούλωση μέσω "έρπουσας υποκατάστασης" (creeping substitution).





Πορώδης μεταλλοποιημένη σκόνη OraGraft

Θερμοκρασία περιβάλλοντος*/3 χρόνια διάρκεια ζωής

250 - 1000 micron

Μέγεθος	Κωδικός παραγγελίας
0,50 cc	OCAN-0.5A
1,00 cc	OCAN-1.0A
2,00 cc	OCAN-2.0A

1000 - 2000 micron

Μέγεθος	Κωδικός παραγγελίας
0,50 cc	OCAN-0.5B
1,00 cc	OCAN-1.0B
2,00 cc	OCAN-2.0B

*Αν και η θερμοκρασία περιβάλλοντος δεν έχει προσδιοριστεί από τους ρυθμιστικούς φορείς, η LifeNet Health συνιστά την αποθήκευση σε θερμοκρασία 2 °C έως 37 °C, με επιτρεπόμενες αποκλίσεις μέχρι τους 40 °C για διάστημα κάτω των 24 ωρών. Σε περίπτωση απόκλισης εκτός αυτών των ορίων, επικοινωνήστε με την LifeNet Health.

Οι οδηγίες χρήσης είναι διαθέσιμες στο [LifeNetHealth.org/IFU](https://www.LifeNetHealth.org/IFU)

