



OraGRAFT[®]

Polvo esponjoso mineralizado

Generalidades clínicas

La línea de productos de OraGraft está compuesta por implantes de aloinjertos que generalmente se utilizan para la elevación del piso del seno maxilar, la reconstrucción craneofacial y la corrección de defectos periodontales y alveolares.

Usos

- Defectos periodontales
- Conservación del reborde alveolar
- Preservación del sitio de extracción
- Injerto del seno maxilar
- Reconstrucción craneofacial

Características y beneficios

- **Mayor seguridad:** Estéril, con un nivel de garantía de esterilidad (Sterility Assurance Level, SAL) de 10^{-6} .
- **Almacenamiento práctico:** Se almacena a temperatura ambiente y tiene tres años de vida útil.
- **Incorporación del injerto:** Tiene un potencial osteoconductor y ofrece la combinación de una arquitectura abierta trabecular y partículas densas que permiten la curación a través de la "sustitución progresiva".





Polvo esponjoso mineralizado OraGraft

Temperatura ambiente*/3 años de vida útil

250 - 1000 micrones

Tamaño	Código de pedido
0.50 cc	OCAN-0.5A
1.00 cc	OCAN-1.0A
2.00 cc	OCAN-2.0A

1000 - 2000 micrones

Tamaño	Código de pedido
0.50 cc	OCAN-0.5B
1.00 cc	OCAN-1.0B
2.00 cc	OCAN-2.0B

* Aunque la temperatura ambiente no ha sido definida por los organismos reguladores, LifeNet Health recomienda una temperatura de almacenamiento de 2°C a 37°C con desviaciones de menos de 24 horas hasta 40°C. Si se produce una desviación fuera de este rango, póngase en contacto con LifeNet Health.

Puede encontrar las instrucciones de uso en [LifeNetHealth.org/IFU](https://www.lifenethealth.org/IFU).

