



MatriGRAFT®

Supporti corticali

Overview clinica Innesti corticali strutturali, per rinforzare difetti corticali e fornire un sostegno strutturale immediato.

Applicazioni

- Gestione delle fratture
- Artroplastica

Caratteristiche e vantaggi

- **Osteoconduttivo:** La matrice ossea naturale facilita l'adesione e la proliferazione cellulare, la rivascolarizzazione.
- **Strutturale:** L'innesto corticale fornisce un supporto strutturale immediato.
- **Composizione al 100% di fibre ossee umane:** È in grado di rimodellarsi nel al tessuto del paziente durante il processo di guarigione.
- **Sterile:** Sterilizzazione mediante la tecnologia proprietaria e brevettata Allowash XG®, che offre un livello di garanzia di sterilità di 10^{-6} senza compromettere le caratteristiche osteoconduttive proprie dell'innesto.¹
- **Pratico:** L'impianto è pre-dimensionato per adattarsi a svariate applicazioni e ridurre al minimo il tempo di preparazione in sala operatoria.




North America
1.888.847.7831
orders@lifenethealth.org

Europe
+43 1 375002710
eu_orders@lifenethealth.eu

Latin America □ **Asia** □ **Middle East**
1.757.464.4761 ext. 2000
internat.orders@lifenethealth.org

LifeNetHealth.org
LifeNetHealth.eu



Innesti strutturati corticali femorali MatriGraft

Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Quantità	Conservazione	
			Liofilizzato	Congelato
15	100	1	CS1	
15	100	2	CS	
20	200	1		FCS
10	45	1		FCS1.0
15	120	1		FCS1.5
5	100	6	CMS	

Supporto corticale femorale diviso a metà MatriGraft

Conservazione in congelatore, durata di conservazione 5 anni	
Larghezza (mm)	Codice ordine
20 - 25	FBFS (Piccolo)
26 - 30	FBFS (Medio)
31 - 35	FBFS (Grande)
36 o > solo su richiesta	FBFS (Extra Grande)
Lunghezza = 210 - 250 mm, registrata ad incrementi di 10 mm 260 mm o > solo su richiesta	

Innesto femorale strutturato suddiviso in quarti MatriGraft

Conservazione in congelatore, durata di conservazione 5 anni	
Larghezza (mm)	Codice ordine
10 - 15	FCSQ (Piccolo)
16 - 20	FCSQ (Medio)
21 - 25	FCSQ (Grande)
26 o > solo su richiesta	FCSQ (Extra Grande)
Lunghezza = 210 - 250 mm, registrata ad incrementi di 10 mm 260 mm o > solo su richiesta	

Supporti corticali tibiali MatriGraft

Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Quantità	Conservazione	
			Liofilizzato	Congelato
15	100	1	CSTI	
15	100	2	CST	
20	200	1		FTCS

*Sebbene la temperatura ambiente non sia stata definita dagli enti di regolamentazione, LifeNet Health consiglia di conservare a una temperatura compresa tra 2 e 37 °C con escursioni per un periodo di tempo inferiore a 24 ore fino a 40 °C. Se si verifica un'escursione al di fuori di questo intervallo, contattare LifeNet Health.

Istruzioni per l'uso disponibili sul sito Web LifeNetHealth.org/IFU

Bibliografia

1. Eisenlohr LM. "Allograft Tissue Sterilization Using Allowash XG." 2007 Bio-Implants Brief.

68-65-019-IT.00

LifeNet Health, the LifeNet Health logo, Allowash XG, and MatriGraft are registered trademarks of LifeNet Health.

©2020 LifeNet Health, Virginia Beach, VA. All rights reserved.

