



# FlexiGRAFT®

## Tendón rotuliano entero con mecanismo extensor

### Información clínica general

El tendón rotuliano completo con tendón cuadriceps adicional de FlexiGraft se utiliza para reconstruir el mecanismo extensor de la rodilla.

### Aplicaciones


Reconstrucción del mecanismo extensor

### ¿Por qué utilizarlo?

- **Conveniencia:** No requiere una extracción que consuma mucho tiempo.
- **Cómodo para el paciente:** Elimina la morbilidad del sitio donante y el dolor asociado a la recuperación del autoinjerto. Esto hace que el procedimiento sea menos invasivo y disminuye potencialmente el tiempo de quirófano (Operation Room, OR). Menos tiempo de quirófano puede significar menos tiempo bajo anestesia y menos tiempo de torniquete<sup>1</sup>
- **Esterilizado:** Los tendones rotulianos se esterilizan utilizando tecnología Allowash XG® exclusiva y patentada. Esto proporciona un nivel de garantía de esterilidad (Sterility Assurance Level, SAL) de 10<sup>-6</sup>, sin comprometer las propiedades biomecánicas inherentes al modelo.

### Referencia

1. Oro et al. Autoinjerto versus aloinjerto: Una comparación de costos económicos de la reconstrucción de ligamento cruzado anterior. *Artroscopia*2011; 27(9):1219-1225.



## Tendón rotuliano entero con mecanismo extensor

Almacenamiento congelado (-40°C a -80°C)/5años de vida útil.

Longitud del tendón	Ancho de inserción	Longitud del tendón cuadricepsital	Bloque óseo tibial	Código de pedido
40 a 52 mm (TL)	28 a 34 mm (IW)	80 a 130 mm (QTL)	≥ 30 x 40 x 80 mm (W x T x L)	FWPLQEXT

68-60-121-ES.00

LifeNet Health, el logotipo de LifeNet Health, FlexiGraft y Allowash XG son marcas comerciales registradas de LifeNet Health.  
©2019 LifeNet Health, Virginia Beach, VA. Todos los derechos reservados.



**Norteamérica**  
1.888.847.7831  
orders@lifenethealth.org

**Europa**  
+ 43 1 375002710  
eu\_orders@lifenethealth.eu

**América Latina** □ **Asia** □ **Medio Oriente**  
Extensión 1.757.464.4761 2000  
internat.orders@lifenethealth.org

[www.LifeNetHealth.org](http://www.LifeNetHealth.org)  
[www.LifeNetHealth.eu](http://www.LifeNetHealth.eu)