



Frais

Plots ostéochondraux

Aperçu clinique Les plots ostéochondraux frais sont des allogreffes précoupées et viables pour la restauration de petits défauts ostéochondraux. Le cartilage hyalin et la matrice osseuse intacte permettent une restauration durable et naturelle de la zone endommagée.

Applications Réparation d'un petit défaut ostéochondral

- Caractéristiques et bénéfices**
- **Commodité:** Les plots prépercés sont prêts à l'utilisation dans de petits défauts.
 - **Compatibilité:** Lorsqu'il est utilisé avec le système Arthrex® OATS®, le plot frais permet un ajustement ligne par ligne dans le site du défaut. Le diamètre du greffon peut être facilement réduit en utilisant les kits Arthrex OATS.
 - **Agréable pour le patient:** Élimine la morbidité du site du donneur lors de la récupération de l'autogreffe. Peut réduire le temps opératoire grâce à la réduction du temps nécessaire pour préparer le greffon. Un temps opératoire plus court peut signifier moins de temps sous anesthésie et moins de temps avec un garrot.^{1,2}
 - **Chondrocytes viables:** Traités selon des protocoles aseptiques validés et jamais congelés pour assurer la viabilité des chondrocytes.




North America
1.888.847.7831
orders@lifenethealth.org

Europe
+ 43 1 375002710
eu_orders@lifenethealth.eu

Latin America □ **Asia** □ **Middle East**
1.757.464.4761 ext. 2000
internat.orders@lifenethealth.org

LifeNetHealth.org
LifeNetHealth.eu



Plots ostéochondraux frais avec du cartilage viable

Stockage à température réfrigérée (1°C - 10°C), durée de conservation de 45 jours

Diamètre (D)	Code de commande
10 mm	RFPI0
16 mm	RFPI6

Longueur fixée à 13 ± 1 mm

Contactez freshorders@lifenethealth.org pour plus d'information.

Références

1. Boniello M, Robinson SP, Bonner KF. Transplantation d'une allogreffe d'ostéochondrale. Chapitre 31: Insall and Scott «Chirurgie du genou» 6ème ed. publié par W. Norman Scott; Elsevier, Churchill, & Livingstone. Philadelphia, PA. 2017 : 442-453.
2. Poehling G, Harner C, Verdonk R. Symposium: Les allogreffes en médecine du sport. Présenté au 7ème congrès de la Fédération européenne des associations nationales d'orthopédie et de traumatologie. 4 au 7 juin 2005. Lisbonne.

