



OraGRAFT®

Λωρίδες λαγονίου δύο φλοιών

Κλινική επισκόπηση

Η σειρά προϊόντων OraGraft αποτελείται από σκληρά και μαλακά εμφυτεύματα αλλομοσχεύματος που χρησιμοποιούνται γενικά για αύξηση του ρινικού κόλπου, κρανιοπροσωπική ανάπλαση και διόρθωση περιοδοντικών ελαττωμάτων και ελαττωμάτων ακρολοφίας.

Εφαρμογές

- Συντήρηση ακρολοφίας
- Κρανιοπροσωπική ανάπλαση

Χαρακτηριστικά και οφέλη

- **Αυξημένη ασφάλεια:** Αποστειρωμένο με επίπεδο SAL 10⁻⁶.
- **Εύκολη αποθήκευση:** Θερμοκρασία περιβάλλοντος, με πέντε χρόνια διάρκεια ζωής.
- **Ευκολία στη χρήση:** Μπορεί να προσαρτηθεί στο σημείο της χειρουργικής επέμβασης με τη χρήση συνήθων βιδών οστών, κόβεται εύκολα με τη χρήση συνήθων οργάνων για την έκθεση του σπογγώδους οστού που βρίσκεται στα φλοιώδη πέταλα.



North America
1.888.847.7831
orders@lifenethealth.org

Europe
+ 43 1 375002710
eu_orders@lifenethealth.eu

Latin America □ **Asia** □ **Middle East**
1.757.464.4761 ext. 2000
internat.orders@lifenethealth.org

LifeNetHealth.org
LifeNetHealth.eu



Λωρίδες λαγονίου δύο φλοιών OraGraft

Θερμοκρασία περιβάλλοντος*/5 χρόνια διάρκεια ζωής

Μέγεθος	Λυοφιλίωση	Preservon
15 x 20 mm	IS SML	ISP SML
15 x 30 mm	IS MED	ISP MED
20 x 40 mm	IS	ISP

*Παρόλο που η θερμοκρασία περιβάλλοντος δωματίου δεν έχει καθοριστεί από τους ρυθμιστικούς φορείς, η LifeNet Health συνιστά αποθήκευση σε θερμοκρασία μεταξύ 2°C και 37°C με παρεκβάσεις διάρκειας μικρότερης των 24 ωρών σε θερμοκρασίες έως και 40°C. Αν προκύψει παρέκβαση που ξεφεύγει από τα παραπάνω όρια, επικοινωνήστε με τη LifeNet Health.

Οι οδηγίες χρήσης είναι διαθέσιμες στο [LifeNetHealth.org/IFU](https://www.lifenethealth.org/IFU)

