




FlexiGRAFT®

Meniskus

Anwendungsbereiche Meniskustransplantationen

Eigenschaften und Vorteile

- **Einfache Handhabung:** Verarbeitet mit Tibiaknochenblock, um Flexibilität in der Operationstechnik zu ermöglichen, z. B. Doppelknochenstopfen, Schlüssellochtechnik oder Taubenschwanztechnik.
- **Sicherheit:** Menisken werden mit der proprietären und patentierten Allowash®-Technologie verarbeitet. Besteht den USP-Sterilitätstest vor der Freigabe.
- **Qualität:** Alle Menisken von LifeNet Health werden von Spendern verarbeitet, die 45 Jahre oder jünger sind, um die bestmögliche Meniskusqualität sicherzustellen.
- **Benutzerdefinierte Größe:** Unsere umfangreichen Messparameter sind darauf ausgelegt, die genaueste Anpassung für den Patienten zu finden.
- **Benutzerdefiniertes Matching:** Nach Erhalt geeigneter Filme, Röntgenbilder oder MRT und unter Verwendung der Pollard-Dimensionierungstechnik bietet unser technisches Personal den Chirurgen präzise Messungen und Transplantationsoptionen.



FlexiGraft-Meniskus

Gefrorene Lagerung/5 Jahre Haltbarkeitsdauer

Beschreibung	Minimale Knochenhöhe und -breite	Bestellnummer
	Andere „Benutzerdefiniert“	
Rechter medialer Meniskus	15 mm (in Schritten von 1 mm)	FMN RM
Rechter seitlicher Meniskus	15 mm (in Schritten von 1 mm)	FMN RL
Linker medialer Meniskus	15 mm (in Schritten von 1 mm)	FMN LM
Linker seitlicher Meniskus	15 mm (in Schritten von 1 mm)	FMN LL

Messungen, die auf dem Dissektionsblatt vorgenommen und dem Chirurgen angeboten wurden:

Meniskus

- (A)** Länge (27 bis 55 mm)
- (B)** Weite (25 bis 45 mm)
- (C)** Höhe(≥ 3 mm)
- (D)** Minderwertige Felgenbreite

Tibiaknochenblock

- (E)** Länge
- (F)** Breite (≥ 15 mm)
- (G)** Höhe(≥ 15 mm)

Minimum der Breite des Tibiaknochenblocks = 15 mm (in Schritten von 1 mm)

Minimum der Höhe des Tibiaknochenblocks = 15 mm (in Schritten von 1 mm)

Gebrauchsanweisung abrufbar auf LifeNetHealth.org/IFU