



FlexiGRAFT®


Μηνίσκος

Εφαρμογές Μεταμόσχευση μηνίσκου

Χαρακτηριστικά & οφέλη

- **Άνεση:** Επεξεργασμένο με μπλοκ κνημιαίου οστού για ευελιξία στη χειρουργική τεχνική (π.χ. τεχνικές double bone plug, keyhole ή dove tail).
- **Ασφάλεια:** Οι μηνίσκοι αποστειρώνονται με την αποκλειστική και πατενταρισμένη τεχνολογία Allowash®. Υποβάλλεται σε δοκιμή αποστείρωσης κατά USP πριν από τη διάθεση στην αγορά.
- **Ποιότητα:** Όλοι οι μηνίσκοι της LifeNet Health λαμβάνονται από δότες 45 ετών και κάτω και υποβάλλονται σε επεξεργασία για τη διασφάλιση της βέλτιστης δυνατής ποιότητας.
- **Προσαρμοσμένη μεγέθη:** Οι εκτεταμένες παράμετροι διαμόρφωσης των μεγεθών μας είναι σχεδιασμένες για την παροχή της ακριβέστερης δυνατής λύσης για κάθε ασθενή.
- **Προσαρμοσμένη αντιστοίχιση:** Με την παραλαβή των κατάλληλων απεικονιστικών εξετάσεων (ακτινογραφιών ή MRI) και με τη χρήση της τεχνικής καθορισμού μεγέθους «Pollard», το τεχνικό προσωπικό μας παρέχει στον χειρουργό ακριβείς μετρήσεις και επιλογές μοσχεύματος.





Μηνίσκος FlexiGraft

Αποθήκευση σε κατάψυξη/5ετής διάρκεια διατήρησης

Περιγραφή	Ελάχιστο ύψος και πλάτος οστού	Κωδικός παραγγελίας
	Λοιπά «προσαρμοσμένα» μεγέθη	
Δεξιός έσω μηνίσκος	15 mm (σε διαβαθμίσεις του 1 mm)	FMN RM
Δεξιός έξω μηνίσκος	15 mm (σε διαβαθμίσεις του 1 mm)	FMN RL
Αριστερός έσω μηνίσκος	15 mm (σε διαβαθμίσεις του 1 mm)	FMN LM
Αριστερός έξω μηνίσκος	15 mm (σε διαβαθμίσεις του 1 mm)	FMN LL

Λαμβάνονται οι εξής μετρήσεις και παρέχονται στον χειρουργό σε ειδικό φύλλο ανάλυσης:

Μηνίσκος

- (A)** Μήκος (27 έως 55 mm)
- (B)** Πλάτος (25 έως 45 mm)
- (C)** Ύψος (≥ 3 mm)
- (D)** Πλάτος κάτω χείλους

Μπλοκ κνημιαίου οστού

- (E)** Μήκος
- (F)** Πλάτος (≥ 15 mm)
- (G)** Ύψος (≥ 15 mm)

Ελάχιστο πλάτος κνημιαίου οστού = 15 mm (σε διαβαθμίσεις του 1 mm)

Ελάχιστο ύψος κνημιαίου οστού = 15 mm (σε διαβαθμίσεις του 1 mm)

Οι οδηγίες χρήσης είναι διαθέσιμες στο LifeNetHealth.org/IFU