

ReadiGRAFT®

Pericardium

Klinische Übersicht

ReadiGraft Pericardium ist eine dünne, biegsame Membran, die zur Ergänzung von Weichgewebereparaturen verwendet wird. Das Perikard ist der Beutel, der das Herz umgibt.

Anwendungsgebiete

- Schutzabdeckung für Weichgewebereparaturen und/oder -defekte
- Duralersatz
- Skleralersatz

Eigenschaften & Vorteile

- **Erhöhte Sicherheit:** Sterilisiert mit der proprietären und patentierten Allowash XG®-Technologie. Diese Technologie bietet eine Sterilitätssicherungsstufe von 10^{-6} , ohne die inhärenten Eigenschaften des Grafts zu beeinträchtigen.¹
- **Praktisch:** Kann geklammert oder genäht werden. Wird nach Rehydrierung flexibel und passt sich den Konturen des Operationsgebietes an.
- **Vielseitig:** Einfach zuzuschneiden und so zu formen, dass es perfekt zum chirurgischen Bedarf passt.




North America
1.888.847.7831
orders@lifenethealth.org

Europe
+ 43 1 375002710
eu_orders@lifenethealth.eu

Latin America □ **Asia** □ **Middle East**
1.757.464.4761 ext. 2000
internat.orders@lifenethealth.org

LifeNetHealth.org
LifeNetHealth.eu



ReadiGRAFT Pericardium		
Lagerung bei Raumtemperatur*/5 Jahre Lagerfähigkeit		
Beschreibung	Größe	Bestellcode
	15 x 15 mm	PERI 1.5
Small	20 x 40 mm	PERI S
Medium	40 x 40 mm	PERI M
Large	60 x 60 mm	PERI L

*Auch wenn die Raumtemperatur von den Aufsichtsbehörden nicht definiert wurde, empfiehlt LifeNet Health eine Lagerung bei 2 °C bis 37 °C mit Abweichungen mit einer Dauer von weniger als 24 Stunden bis zu 40 °C. Wenn eine Abweichung außerhalb dieses Bereichs auftritt, kontaktieren Sie bitte LifeNet Health.

Anwendungshinweise finden Sie unter [LifeNetHealth.org/IFU](https://www.lifenethealth.org/IFU)

Referenzen

1. Eisenlohr LM. "Allograft Tissue Sterilization Using Allowash XG." 2007 Bio-Implants Brief.

