

ReadiGRAFT®

Περικάρδιο

Κλινική επισκόπηση

Το Περικάρδιο Readigraft είναι μια λεπτή, εύκαμπτη μεμβράνη που χρησιμοποιείται για την ενίσχυση αναπλάσεων των μαλακών ιστών. Το περικάρδιο είναι ο σάκος που περιβάλλει την καρδιά.


Εφαρμογές

- Προστατευτικό κάλυμμα για ανάπλαση μαλακών ιστών ή/και βλαβών
- Αντικατάσταση σκληράς μήνιγγας
- Υποκατάσταση κόγχου

Χαρακτηριστικά & οφέλη

- **Αυξημένη ασφάλεια:** Αποστειρώθηκε χρησιμοποιώντας αποκλειστική και κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογία Allowash XG®. Αυτή η τεχνολογία παρέχει ένα επίπεδο διασφάλισης αποστείρωσης 10⁻⁶, χωρίς να διακυβεύονται οι εγγενείς ιδιότητες του μοσχεύματος.¹
- **Ευχρηστία:** Μπορεί να κολληθεί ή να ραφτεί. Γίνεται εύκαμπτο με την ενυδάτωση και καλύπτει τα περιγράμματα του σημείου επέμβασης.
- **Πολυχρηστικότητα:** Εύκολο στην περικοπή και διαμόρφωση ώστε να ταιριάζει απόλυτα στη χειρουργική ανάγκη.





Περικάρδιο ReadiGRAFT

Περιβάλλον αποθήκευσης* / Διάρκεια ζωής 5 ετών

Περιγραφή	Μέγεθος	Κωδικός παραγγελίας
	15 x 15 χιλιοστά	PERI 1,5
Μικρό	20 x 40 χιλιοστά	PERI S
Μεσαίο	40 x 40 χιλιοστά	PERI M
Μεγάλο	60 x 60 χιλιοστά	PERI L

*Ενώ η θερμοκρασία περιβάλλοντος δεν έχει καθοριστεί από ρυθμιστικούς φορείς, η LifeNet Health θα συνιστούσε αποθήκευση στους 2°C-37°C με μεταφορές μικρότερες από 24 ώρες έως 40°C. Εάν πραγματοποιηθεί μεταφορά εκτός αυτής της περιοχής, επικοινωνήστε με τη LifeNet Health.

Οι οδηγίες χρήσης είναι διαθέσιμες στο LifeNetHealth.org/IFU

Αναφορές

1. Eisenlohr LM. «Αποστείρωση ιστού αλλομοσχεύματος χρησιμοποιώντας Allowash XG.» 2007 Bio-Implants Brief.

