

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ

DermACELL®

Ανθρώπινη ακύτταρη δερματική μήτρα (ΑΑΔΜ)

Κλινική επισκόπηση

Το Dermacell είναι μια τεχνολογικά προηγμένη ανθρώπινη ακύτταρη δερματική μήτρα η οποία έχει αποκυτταροποιηθεί με τη χρήση του Matracell®, μιας αποκλειστικής εκμετάλλευσης, κατοχυρωμένη με ευρεσιτεχνία και πιστοποιημένη τεχνολογία επεξεργασίας. Η τεχνολογία Matracell απομακρύνει κατ' ελάχιστο το 97% του DNA του δότη, καθιστώντας δυνατή την ταχεία κυτταρική διήθηση και την επαναγγείωση. Το Dermacell είναι τελικά αποστειρωμένο, έτοιμο για χρήση χωρίς τοποθέτηση σε ψυγείο ή ανάγκη επανυδάτωσης.

Εφαρμογές

Αποκατάσταση μαστού μετά από μαστεκτομή

Χαρακτηριστικά και οφέλη

- **Βιοανεκτό:** Απομακρύνεται $\geq 97\%$ του DNA του δότη για δυνητική ελαχιστοποίηση τυχόν ανεπιθύμητης απόκρισης του ασθενούς.
- **Άθικτο ακύτταρο πλαίσιο:** Διατηρεί εγγενείς παράγοντες ανάπτυξης, κολλαγόνο και ελασίνη.
- **Αποθήκευση σε θερμοκρασία δωματίου:** Έτοιμο για χρήση μετά την αφαίρεση από τη συσκευασία.
- **Αποστειρωμένο:** Αποστειρωμένο για επίπεδο διασφάλισης στειρότητας (SAL) 10^{-6} , στειρότητα βαθμού ιατροτεχνολογικού προϊόντος.
- **Αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα:** Ταχύτερη απομάκρυνση της παροχέτευσης, υψηλότερα επίπεδα ασηψίας και μηδενική συχνότητα εμφάνισης του συνδρόμου ερυθρότητας του μαστού όταν συγκρίνεται με ΑΔΜ κορυφαίων κατασκευαστών.¹



DermACELL®


Ανθρώπινη ακύτταρη δερματική μήτρα (ΑΑΔΜ)

Θερμοκρασία δωματίου κατά την αποθήκευση (15° - 30° C), 4 χρόνια διάρκεια ζωής

Μέγεθος (εκατοστά)	Πάχος (χιλιοστά)	Κωδικός παραγγελίας
4 x 12	0,75 - 1,50	DCELL200
6 x 12	0,75 - 1,50	DCELL201
4 x 16	0,75 - 1,50	DCELL202
5 x 16	0,75 - 1,50	DCELL203
6 x 16	0,75 - 1,50	DCELL204
	0,60 - 1,05	DCELL214
	0,60 - 1,05	DCELL214M*
8 x 16	0,75 - 1,50	DCELL205
	0,60 - 1,05	DCELL215
	0,60 - 1,05	DCELL215M*
8 x 20	0,75 - 1,50	DCELL206
	0,60 - 1,05	DCELL216
	0,60 - 1,05	DCELL216M*
16 x 20	0,75 - 1,50	DCELL207
	0,60 - 1,05	DCELL217M*
20 x 20	0,75 - 1,50	DCELL208

*Μικροδιάτρητο

Μέγεθος (εκατοστά)	Πάχος (χιλιοστά)	Κωδικός παραγγελίας
4 x 12	1,25 - 2,00	DCELL250
6 x 12	1,25 - 2,00	DCELL251
4 x 16	1,25 - 2,00	DCELL252
5 x 16	1,25 - 2,00	DCELL253
6 x 16	1,25 - 2,00	DCELL254
8 x 16	1,25 - 2,00	DCELL255
8 x 20	1,25 - 2,00	DCELL256
16 x 20	1,25 - 2,00	DCELL257
20 x 20	1,25 - 2,00	DCELL258



Διαμορφωμένα μεγέθη		
Μέγεθος (εκατοστά)/ Εμβαδόν (cm ²)	Πάχος (χιλιοστά)	Κωδικός παραγγελίας
7 x 13 / 67	0,60 - 1,05	DCELL231M*
10 x 18 / 134	0,60 - 1,05	DCELL232M*
12 x 21 / 189	0,60 - 1,05	DCELL233M*

Οι οδηγίες χρήσης είναι διαθέσιμες στο www.lifenethealth.org/IFU

Βιβλιογραφικές αναφορές

1. Pittman, Troy A., et al. "Comparison of Different Acellular Dermal Matrix (ADM) in Breast Reconstruction: The 50/50 Study." Plastic and Reconstructive Surgery (2016).

