

PARA USO EXCLUSIVO EN MERCADOS INTERNACIONALES

DermACELL AWM[®]

Matriz dérmica acelular humana (hADM)

Generalidades clínicas

Dermacell es una matriz dérmica acelular humana de tecnología avanzada que se descelulariza con Matracell[®], una tecnología de procesamiento propia, patentada y validada. Matracell elimina como mínimo el 97% del ADN del donante, lo cual permite la rápida infiltración celular y la revascularización. Dermacell, esterilizada en el envase final, se suministra lista para usar sin refrigeración ni rehidratación.

Usos

Reconstrucción de la mama después de una mastectomía.

Características y beneficios

- **Bioacogedora:** Eliminación del ≥97% del ADN del donante, lo cual minimiza la posibilidad de reacciones adversas en el paciente.
- **Marco acelular intacto:** Retención de factores de crecimiento, colágeno y elastina naturales.
- **Almacenamiento a temperatura ambiente:** Lista para usar al retirarla del envase.
- **Estéril:** Esterilización al nivel de garantía de esterilidad (Sterility Assurance Level, SAL) de 10^{-6} , grado de esterilización de dispositivos médicos.
- **Probada:** Tiempo más rápido de eliminación del drenaje, niveles de esterilidad más altos y cero incidencia de enrojecimiento de la piel de la mama en comparación con un ADM líder.¹



DermACELL®


Matriz dérmica acelular humana (hADM)

Almacenamiento a temperatura ambiente (de 15 °C a 30 °C), 4 años de vida útil

Tamaño (cm)	Espesor (mm)	Código de pedido
4 x 12	0.75 - 1.50	DCELL200
6 x 12	0.75 - 1.50	DCELL201
4 x 16	0.75 - 1.50	DCELL202
5 x 16	0.75 - 1.50	DCELL203
6 x 16	0.75 - 1.50	DCELL204
	0.60 - 1.05	DCELL214
	0.60 - 1.05	DCELL214M*
8 x 16	0.75 - 1.50	DCELL205
	0.60 - 1.05	DCELL215
	0.60 - 1.05	DCELL215M*
8 x 20	0.75 - 1.50	DCELL206
	0.60 - 1.05	DCELL216
	0.60 - 1.05	DCELL216M*
16 x 20	0.75 - 1.50	DCELL207
	0.60 - 1.05	DCELL217M*
20 x 20	0.75 - 1.50	DCELL208

*Microperforada

Tamaño (cm)	Espesor (mm)	Código de pedido
4 x 12	1.25 - 2.00	DCELL250
6 x 12	1.25 - 2.00	DCELL251
4 x 16	1.25 - 2.00	DCELL252
5 x 16	1.25 - 2.00	DCELL253
6 x 16	1.25 - 2.00	DCELL254
8 x 16	1.25 - 2.00	DCELL255
8 x 20	1.25 - 2.00	DCELL256
16 x 20	1.25 - 2.00	DCELL257
20 x 20	1.25 - 2.00	DCELL258



Tamaños con forma		
Tamaño (cm)/Área (cm²)	Espesor (mm)	Código de pedido
7 x 13 / 67	0.60 - 1.05	DCELL231M*
10 x 18 / 134	0.60 - 1.05	DCELL232M*
12 x 21 / 189	0.60 - 1.05	DCELL233M*

Las instrucciones de uso están disponibles en [LifeNetHealth.org/IFU](https://www.lifenethealth.org/IFU)

Referencias

1. Pittman, Troy A., et al. "Comparison of Different Acellular Dermal Matrix (ADM) in Breast Reconstruction: The 50/50 Study." Plastic and Reconstructive Surgery (2016).

