

RÉSERVÉ À L'USAGE DES MARCHÉS INTERNATIONAUX

DermACELL[®]

Matrice dermique acellulaire humaine (MDAh)

Aperçu clinique

Dermacell est une matrice dermique acellulaire humaine technologiquement avancée décellularisée grâce à Matracell[®], une technologie de traitement exclusive, brevetée et validée. Matracell élimine au moins 97% de l'ADN du donneur, ce qui favorise l'infiltration et la revascularisation cellulaires rapides. Dermacell est stérilisé en phase terminale et prêt à l'emploi sans réfrigération ni réhydratation.

Applications

Reconstruction mammaire post-mastectomie

Caractéristiques et avantages

- **Biologiquement accueillant:** ≥ 97% de l'ADN du donneur est éliminé afin de minimiser toute réaction indésirable du patient.
- **Structure acellulaire intacte:** Conserve les facteurs de croissance, le collagène et l'élastine natifs.
- **Conservation à température ambiante:** Prêt à l'emploi dès la sortie de l'emballage.
- **Stérile:** Stérilisé à un niveau d'assurance de stérilité (NAS) de 10^{-6} , stérilité de niveau dispositif médical.
- **Éprouvé:** Délai de retrait du drain plus rapide, niveaux de stérilité plus élevés et incidence nulle du syndrome du sein rouge par rapport à une MDA de premier plan.¹



DermACELL®


Matrice dermique acellulaire humaine (MDAh)

Conservation à température ambiante (15° - 30° C), Durée de conservation 4 ans

Taille (cm)	Épaisseur (mm)	Code de commande
4 x 12	0,75 - 1,50	DCELL200
6 x 12	0,75 - 1,50	DCELL201
4 x 16	0,75 - 1,50	DCELL202
5 x 16	0,75 - 1,50	DCELL203
6 x 16	0,75 - 1,50	DCELL204
	0,60 - 1,05	DCELL214
	0,60 - 1,05	DCELL214M*
8 x 16	0,75 - 1,50	DCELL205
	0,60 - 1,05	DCELL215
	0,60 - 1,05	DCELL215M*
8 x 20	0,75 - 1,50	DCELL206
	0,60 - 1,05	DCELL216
	0,60 - 1,05	DCELL216M*
16 x 20	0,75 - 1,50	DCELL207
	0,60 - 1,05	DCELL217M*
20 x 20	0,75 - 1,50	DCELL208

*Microperforé

Taille (cm)	Épaisseur (mm)	Code de commande
4 x 12	1,25-2,00	DCELL250
6 x 12	1,25-2,00	DCELL251
4 x 16	1,25-2,00	DCELL252
5 x 16	1,25-2,00	DCELL253
6 x 16	1,25-2,00	DCELL254
8 x 16	1,25-2,00	DCELL255
8 x 20	1,25-2,00	DCELL256
16 x 20	1,25-2,00	DCELL257
20 x 20	1,25-2,00	DCELL258



Volumes façonnés		
Taille (cm)/ Superficie (cm²)	Épaisseur (mm)	Code de commande
7 x 13 / 67	0,60 - 1,05	DCELL231M*
10 x 18 / 134	0,60 - 1,05	DCELL232M*
12 x 21 / 189	0,60 - 1,05	DCELL233M*

Mode d'emploi disponible sur www.lifenethealth.org/IFU

Références

1. Pittman, Troy A., et al. "Comparison of Different Acellular Dermal Matrix (ADM) in Breast Reconstruction: The 50/50 Study," Plastic and Reconstructive Surgery (2016).

