



MatriGraft Trikortikaler Patellakeil

*Lagerung bei Raumtemperatur/5 Jahre Lagerfähigkeit

Höhe (mm)	Länge	Bestellcode
12	22 mm	PAT.WEDGE
15	22 mm	PAT.WEDGE5
18	22 mm	PAT.WEDGE8

Dicke: 10 - 18 mm, erfasst in Schritten von 2 mm
20 mm oder > auf Sonderwunsch gefertigt

Länge: Klein = 25 - 27 mm ▪ Mittel = 28 - 30 mm ▪ Groß = 31 - 35 mm
36 mm oder > auf Sonderwunsch gefertigt

*Auch wenn die Raumtemperatur von den Aufsichtsbehörden nicht definiert wurde, empfiehlt LifeNet Health eine Lagerung bei 2 °C bis 37 °C mit Abweichungen mit einer Dauer von weniger als 24 Stunden bis zu 40 °C. Wenn eine Abweichung außerhalb dieses Bereichs auftritt, kontaktieren Sie bitte LifeNet Health.

Anwendungshinweise finden Sie unter [LifeNetHealth.org/IFU](https://www.lifenethealth.org/IFU)

References

1. Balsly CR, Cotter AT, Williams LA, Gaskins BD, Moore MA, Wolfinger L Jr. Effect of low dose and moderate dose gamma irradiation on the mechanical properties of bone and soft tissue allografts. Cell Tissue Bank. 2008;9(4):289-298. doi:10.1007/s10561-008-9069-0

