



MatriGraft, Τρι-φλοιώδης επιγονατιδική σφήνα

*Αποθήκευση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος/5 χρόνια διάρκεια ζωής

Ύψος (mm)	Μήκος	Κωδικός παραγγελίας
12	22 mm	PAT.WEDGE
15	22 mm	PAT.WEDGE5
18	22 mm	PAT.WEDGE8

Πάχος: 10 - 18 mm, καταγεγραμμένο σε διαστήματα 2 mm
20 mm ή > παράγεται κατόπιν ειδικού αιτήματος

Μήκος: Μικρό = 25 - 27 mm ▪ Μεσαίο = 28 - 30 mm ▪ Μεγάλο = 31-35 mm
36 mm ή > παράγεται κατόπιν ειδικού αιτήματος

*Ενώ η θερμοκρασία περιβάλλοντος δεν έχει καθοριστεί από ρυθμιστικούς φορείς, η LifeNet Health θα συνιστούσε αποθήκευση στους 2°C με 37°C με μεταφορές μικρότερες από 24 ώρες έως 40°C. Εάν πραγματοποιηθεί μεταφορά πέρα από αυτά τα όρια, επικοινωνήστε με τη LifeNet Health.

Οι οδηγίες χρήσης είναι διαθέσιμες στο [LifeNetHealth.org/IFU](https://www.lifenethealth.org/IFU)

References

1. Balsly CR, Cotter AT, Williams LA, Gaskins BD, Moore MA, Wolfenbarger L Jr. Effect of low dose and moderate dose gamma irradiation on the mechanical properties of bone and soft tissue allografts. Cell Tissue Bank. 2008;9(4):289-298. doi:10.1007/s10561-008-9069-0

