



MatriGRAFT®

Αποστάτης σπογγώδους οστού μονού φλοιού

Κλινική επισκόπηση


Σχεδιασμένο ώστε να παρέχει άμεση δομική υποστήριξη για διαδικασίες πρόσθιας αυχενικής δισκεκτομής και σύντηξης (ACDF).

Εφαρμογές

Πρόσθια αυχενική δισκεκτομή και σύντηξη (ACDF)

Χαρακτηριστικά και οφέλη

- **Άνεση:** Εμφυτεύματα προκαθορισμένου μεγέθους ώστε να ταιριάζουν σε μια ποικιλία εφαρμογών και να ελαχιστοποιούν τον χρόνο προετοιμασίας στο χειρουργείο.
- **Οστεοκαθοδηγητικό:** Το φυσικό οστεοκαθοδηγητικό ικρίωμα επιτρέπει την κυτταρική σύνδεση και την αγγειακή ανάπτυξη.
- **100% ανθρώπινο οστό:** Αναδιαμορφώνεται μαζί με τον ιστό του ασθενούς κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επούλωσης.
- **Αποστειρωμένο:** Έχει αποστειρωθεί με την αποκλειστική και πατενταρισμένη τεχνολογία Allowash XG®. Αυτή η τεχνολογία παρέχει ένα επίπεδο διασφάλισης αποστείρωσης 10⁻⁶, χωρίς να διακυβεύονται οι εγγενείς οστεοκαθοδηγητικές ιδιότητες του εμφυτεύματος.¹
- **Αποθήκευση σε θερμοκρασία δωματίου:** Διατίθεται λυοφιλωμένο για απλή αποθήκευση.



MatriGraft, Αποστάτης σπογγώδους οστού μονού φλοιού

Περιβάλλον αποθήκευσης* / Διάρκεια ζωής 5 ετών

Ύψος**	Κωδικός παραγγελίας
5 χιλιοστά	CCSPR5
6 χιλιοστά	CCSPR6
7 χιλιοστά	CCSPR7
8 χιλιοστά	CCSPR8
9 χιλιοστά	CCSPR9
10 χιλιοστά	CCSPR10
Μήκος** = 11 χιλιοστά, Πλάτος** = 14 χιλιοστά	

**Ονομαστικές μετρήσεις

*Αν και η θερμοκρασία περιβάλλοντος δεν έχει προσδιοριστεί από τους ρυθμιστικούς φορείς, η LifeNet Health συνιστά την αποθήκευση σε θερμοκρασία 2 °C έως 37 °C, με επιτρεπόμενες αποκλίσεις μέχρι τους 40 °C για διάστημα κάτω των 24 ωρών. Σε περίπτωση απόκλισης εκτός αυτών των ορίων, επικοινωνήστε με την LifeNet Health.

Οι οδηγίες χρήσης είναι διαθέσιμες στο [LifeNetHealth.org/IFU](https://www.lifenethealth.org/IFU)

Βιβλιογραφικές αναφορές

1. Eisenlohr LM. "Allograft Tissue Sterilization Using Allowash XG®." 2007 Bio-Implants Brief.

