



## Cuneo Tricorticale Rotuleo MatriGraft

\*Conservazione a temperatura ambiente/durata di conservazione di 5 anni

Altezza (mm)	Lunghezza	Codice ordine
12	22 mm	PAT.WEDGE
15	22 mm	PAT.WEDGE5
18	22 mm	PAT.WEDGE8

Spessore: 10 - 18 mm, registrati con incrementi di 2 mm  
20 mm o > realizzato su richiesta

Lunghezza: Piccolo = 25 - 27 mm ▪ Medio = 28 - 30 mm ▪ Grande = 31 - 35 mm  
36 mm o > prodotto su richiesta speciale

\*Sebbene gli enti regolatori non abbiano dato una definizione della temperatura ambiente, LifeNet Health raccomanda di conservare il prodotto a una temperatura compresa tra 2 °C e 37 °C con escursioni termiche inferiori a 24 ore fino a 40 °C. Se si verifica un'escursione al di fuori di questo intervallo, si prega di contattare LifeNet Health.

Istruzioni per l'uso disponibili su [LifeNetHealth.org/IFU](https://www.lifenethealth.org/IFU)

### References

1. Balsly CR, Cotter AT, Williams LA, Gaskins BD, Moore MA, Wolfenbarger L Jr. Effect of low dose and moderate dose gamma irradiation on the mechanical properties of bone and soft tissue allografts. Cell Tissue Bank. 2008;9(4):289-298. doi:10.1007/s10561-008-9069-0

