



# MatriGRAFT®

## Puntales corticales

### Descripción general clínica

Puntales corticales diseñados para reforzar los defectos corticales y brindar soporte estructural inmediato.


### Usos clínicos

- Tratamiento de fracturas
- Artroplastia de la articulación

### Características y beneficios

- **Osteoconductor:** La matriz ósea natural facilita la adhesión y la proliferación celular, y el crecimiento vascular interno.
- **Estructural:** El injerto cortical proporciona un soporte estructural inmediato.
- **100 % hueso humano:** Se puede remodelar con el propio tejido del paciente durante el proceso de curación.
- **Estéril:** Esterilizado con la tecnología registrada y patentada Allowash XG® que proporciona un nivel de garantía de esterilidad (sterility assurance level, SAL) de  $10^{-6}$ , sin comprometer las propiedades osteoconductoras inherentes del injerto<sup>1</sup>.
- **Conveniente:** El implante está preparado para adaptarse a una variedad de usos y minimizar el tiempo de preparación en el quirófano.





Puntal cortical femoral MatriGraft				
			Almacenamiento a temperatura ambiente 5 años de vida útil	Almacenamiento congelado 5 años de vida útil
Ancho (mm)	Longitud (mm)	Cantidad	Liofilizado	Congelado
15	100	1	CS1	
15	100	2	CS	
20	200	1		FCS
10	45	1		FCS1.0
15	120	1		FCS1.5
5	100	6	CMS	

Puntal cortical femoral a la mitad MatriGraft	
Almacenamiento congelado, 5 años de vida útil	
Ancho (mm)	Código de pedido
20 - 25	FBFS (pequeño)
26 - 30	FBFS (mediano)
31 - 35	FBFS (grande)
≥36 solo por pedido especial	FBFS (extragrande)
Longitud = 210 - 250 mm, registrada en incrementos de 10 mm ≥260 mm solo por pedido especial	

Puntal cortical femoral en cuartos MatriGraft	
Almacenamiento congelado, 5 años de vida útil	
Ancho (mm)	Código de pedido
10 - 15	FCSQ (pequeño)
16 - 20	FCSQ (mediano)
21 - 25	FCSQ (grande)
≥26 solo por pedido especial	FCSQ (extragrande)
Longitud = 210 - 250 mm, registrada en incrementos de 10 mm ≥260 mm solo por pedido especial	

Puntal cortical tibial MatriGraft				
			Almacenamiento a temperatura ambiente 5 años de vida útil	Almacenamiento congelado 5 años de vida útil
Ancho (mm)	Longitud (mm)	Cantidad	Liofilizado	Congelado
15	100	1	CST1	
15	100	2	CST	
20	200	1		FTCS

\* Si bien los organismos reguladores no han definido la temperatura ambiente, LifeNet Health recomienda el almacenamiento a una temperatura de entre 2 °C y 37 °C, con oscilaciones de menos de 24 horas hasta los 40 °C. Si ocurre una oscilación fuera de este rango, comuníquese con LifeNet Health.

Las instrucciones de uso están disponibles en [LifeNetHealth.org/IFU](http://LifeNetHealth.org/IFU).

## Referencias

1. Eisenlohr LM. "Allograft Tissue Sterilization Using Allowash XG." 2007 Bio-Implants Brief.

68-65-019-ES.00

LifeNet Health, the LifeNet Health logo, Allowash XG, and MatriGraft are registered trademarks of LifeNet Health.

©2020 LifeNet Health, Virginia Beach, VA. All rights reserved.

