



# OraGRAFT®

## Strisce iliache bicorticali

**Overview clinica** La linea di prodotti OraGraft è costituita da innesti omologhi duri e molli, che generalmente trovano impiego nel rialzo del seno, ricostruzione cranio-facciale e correzione di difetti parodontali e della cresta.

- Applicazioni**
- Mantenimento della cresta
  - Ricostruzione cranio-facciale

- Caratteristiche e vantaggi**
- **Maggiore sicurezza:** Sterile con un valore SAL  $10^{-6}$ .
  - **Praticità di conservazione:** Si conserva a temperatura ambiente per cinque anni.
  - **Facilità d'uso:** Si può fissare al sito chirurgico utilizzando viti ossee standard; è facile da rifinire usando strumentazione standard per esporre l'osso spongioso all'interno delle placche corticali.



**North America**  
1.888.847.7831  
orders@lifenethealth.org

**Europe**  
+ 43 1 375002710  
eu\_orders@lifenethealth.eu

**Latin America** □ **Asia** □ **Middle East**  
1.757.464.4761 ext. 2000  
internat.orders@lifenethealth.org

**LifeNetHealth.org**  
**LifeNetHealth.eu**



## OraGraft, strip iliache bicorticali

Temperatura ambiente\*/Periodo di validità di 5 anni

Dimensioni	Liofilizzato	Preservon
15 x 20 mm	IS SML	ISP SML
15 x 30 mm	IS MED	ISP MED
20 x 40 mm	IS	ISP

\*Sebbene la temperatura ambiente non sia stata definita dagli enti di regolamentazione, LifeNet Health consiglia di conservare a una temperatura compresa tra 2 e 37 °C con escursioni per un periodo di tempo inferiore a 24 ore fino a 40 °C. Se si verifica un'escursione al di fuori di questo intervallo, contattare LifeNet Health.

Istruzioni per l'uso disponibili sul sito Web [LifeNetHealth.org/IFU](http://LifeNetHealth.org/IFU)

