



# FlexiGRAFT® Connect EXT

## Vorgenähte Extremitätssehne

### Klinischer Überblick

FlexiGraft Connect EXT bietet sofort einsatzbereiten Komfort, beseitigt Morbiditäts- und Schmerzprobleme an der Spenderstelle aufgrund von Autotransplantat-Wiederherstellungen und ist steril für medizinische Geräte.

### Anwendungsbereiche

- Distale Extremitäten Sehnenübertragung
- Crossover Zehendeformität
- Rekonstruktion des Frühlingsbandes
- Rekonstruktion von Hallux Varus / Valgus
- Plantarplattenreparatur

### Eigenschaften und Vorteile

- **Einfache Handhabung:** Keine Vorbereitungszeit oder zeitaufwändige Wiederherstellung des Autotransplantats erforderlich, und keine Schulung des Personals erforderlich. Eine sofort einsatzbereite Option für die Effizienz des Operationssaals (OP).
- **Vorgroße:** Konstrukt mit einem Durchmesser von 3 mm und einer Länge von 140 bis 200 mm — Minimierung des Trimmbedarfs durch das Personal des Chirurgen.
- **Einheitlichkeit:** Geschulte Techniker nähen Transplantate aus Gründen der Einheitlichkeit. Entfernt die Variabilität zwischen chirurgischen Assistenten oder Ärzten, die die Sehne vorbereiten.
- **Patientenfreundlich:** Konstrukt eliminiert Morbidität an der Spenderstelle und damit verbundene Schmerzen bei der Wiederherstellung des Autotransplantats. Minimalinvasiver Eingriff und weniger OP-Zeit. Durch eine verkürzte Eingriffsdauer können in weiterer Folge auch Narkose- und Tourniquet-Dauer verkürzt werden.<sup>1</sup>
- **Steril:** FlexiGraft Connect EXT wird mit der proprietären und patentierten Allowash XGXF®-Technologie sterilisiert. Dadurch ist ein Sterilitätssicherungsgrad (SAL) von  $10^{-6}$ , gewährleistet, ohne die biomechanischen Eigenschaften der Struktur zu beeinträchtigen.<sup>2</sup>

*Transplantate sind möglicherweise nicht in allen Ländern erhältlich.*

**North America**  
1.888.847.7831  
orders@lifenethealth.org

**Europe**  
+ 43 1 375002710  
eu\_orders@lifenethealth.eu

**Latin America** □ **Asia** □ **Middle East**  
1.757.464.4761 ext. 2000  
internat.orders@lifenethealth.org



**LifeNetHealth.org**  
**LifeNetHealth.eu**



## FlexiGraft Connect EXT

Gefrorene Lagerung (-40°C bis -80°C)/3 Jahre Haltbarkeit

Durchmesser	Länge	Bestellnummer
3,0 mm	140 - 200 mm	FCONEXT

### Wie bemessen wir Connect EXT Construct?

Die Länge wird ohne Spannung mit 140 - 200 mm gemessen.

Der Durchmesser wird als Einzelstrang gemessen, indem das Konstrukt mit geringem Druck durch eine Sehnengröße gezogen wird.

Gebrauchsanweisung abrufbar auf [LifeNetHealth.org/IFU](https://www.lifenethealth.org/IFU)

#### Referenzen

- Oro et al. Autograft Versus Allograft: An Economic Cost Comparison of Anterior Cruciate Ligament Reconstruction. Arthroscopy. 2011; 27(9):1219-1225.
- LifeNet Health ES-04-015.

