



# FlexiGRAFT®

## Ménisque


---

**Application** Greffes de ménisque

---

**Caractéristiques et avantages**

- **Pratique:** Traité avec le bloc osseux tibial pour permettre la flexibilité de la technique chirurgicale telle que la technique du bouchon double osseux, la technique du trou de serrure ou la technique de la butée.
  - **Sécurité:** Les ménisques sont traités à l'aide de la technologie brevetée Allowash®. Passe le test USP Sterility avant la diffusion.
  - **Qualité:** Tous les ménisques de LifeNet Health sont traités à partir de donneurs de 45 ans ou moins afin de garantir la meilleure qualité possible du ménisque.
  - **Taille personnalisée:** Nos critères de mesure étendus sont conçus pour trouver la dimension la plus précise pour le patient.
  - **Correspondance personnalisée:** À réception des films adaptés, les rayons X ou l'IRM et l'utilisation de la technique de dimensionnement «Pollard», notre équipe technique fournira au chirurgien les mesures précises et les options de greffons.
-



## Ménisque FlexiGraft

À conserver au congélateur/Durée de conservation 5 ans

Description	Hauteur et largeur minimales de l'os	
	Autres « personnalisations »	
	Code de commande	
Ménisque médian droit	15 mm (en incréments de 1 mm)	FMN RM
Ménisque latéral droit	15 mm (en incréments de 1 mm)	FMN RL
Ménisque médian gauche	15 mm (en incréments de 1 mm)	FMN LM
Ménisque latéral gauche	15 mm (en incréments de 1 mm)	FMN LL

### Mesures prises et fournies sur la fiche de dissection et proposées au chirurgien:

#### **Ménisque**

**(A)** Longueur (27 à 55 mm)

**(B)** Largeur (25 à 45 mm)

**(C)** Hauteur (≥ 3 mm)

**(D)** Largeur du bord inférieur

#### **Bloc osseux tibial**

**(E)** Longueur

**(F)** Largeur (≥ 15 mm)

**(G)** Hauteur (≥ 15 mm)

*Largeur minimale du bloc osseux tibial = 15 mm (en incréments de 1 mm)*

*Hauteur minimale du bloc osseux tibial = 15 mm (en incréments de 1 mm)*

Mode d'emploi disponible sur [LifeNetHealth.org/IFU](https://LifeNetHealth.org/IFU)