



FlexiGRAFT®

Tendini del quadricipite

Panoramica clinica

I tendini del quadricipite FlexiGraft sono indicati per le procedure di ricostruzione ACL e PCL.


Applicazioni

- Ricostruzione ACL
- Ricostruzione PCL

Caratteristiche e benefici

- **Praticità:** non è richiesto un prelievo dispendioso in termini di tempo. Gli innesti premodellati eliminano il tempo di preparazione, aumentando ulteriormente l'efficienza in sala operatoria.
- **Comfort per i pazienti:** eliminano la morbidità legata al sito donatore e il dolore che ne consegue durante la convalescenza dopo l'autotrapianto, rendendo la procedura meno invasiva e riducendo potenzialmente il tempo di sala operatoria. Meno tempo di sala operatoria può significare una riduzione sia del tempo di anestesia sia del tempo di laccio¹.
- **Sterili:** i tendini di Achille sono sterilizzati mediante la tecnologia proprietaria e brevettata Allowash XG®, che offre un livello di garanzia di sterilità (SAL) di 10⁻⁶ senza compromettere le caratteristiche biomeccaniche proprie del costruito².





Tendini del quadricipite FlexiGraft

Conservazione in congelatore (da -40 °C a -80 °C)/Durata di conservazione 5 anni

Descrizione	Lunghezza tendine (TL)	Dimensioni blocco osseo	Codice ordine
Tendine del quadricipite con blocco osseo	65 - 95 mm	Larghezza = 10 - 12 mm (L) Lunghezza = ≥ 20 mm (L)	FQUADB

Istruzioni per l'uso disponibili alla pagina [LifeNetHealth.org/IFU](https://www.lifenethealth.org/IFU)

Bibliografia

- Oro et al. Autograft Versus Allograft: An Economic Cost Comparison of Anterior Cruciate Ligament Reconstruction. *Arthroscopy* 2011; 27(9):1219-1225.
- LifeNet Health ES-04-015.