

ReadiGRAFT®

Pericardio

Generalidades clínicas El pericardio Readigraft es una membrana delgada y flexible que se utiliza para complementar las reparaciones de los tejidos blandos. El pericardio es el saco que rodea al corazón.

- Usos**
- Cubierta protectora para la reparación de tejidos blandos o defectos
 - Reemplazo dural
 - Sustituto de esclerótica

- Características y beneficios**
- **Mayor seguridad:** Esterilizado con la tecnología registrada y patentada de Allowash XG®. Esta tecnología ofrece un nivel de garantía de esterilidad de 10^{3-6} sin afectar las propiedades inherentes al implante.¹
 - **Práctico:** Se puede coser con puntos o suturar. Se vuelve flexible al rehidratarse y se cubre con los contornos del sitio de la cirugía.
 - **Versátil:** Fácil de recortar y dar forma para que se ajuste perfectamente a la necesidad quirúrgica.




North America
1.888.847.7831
orders@lifenethealth.org

Europe
+ 43 1 375002710
eu_orders@lifenethealth.eu

Latin America □ **Asia** □ **Middle East**
1.757.464.4761 ext. 2000
internat.orders@lifenethealth.org

LifeNetHealth.org
LifeNetHealth.eu



Pericardio de ReadiGRAFT

Almacenamiento a temperatura ambiente*/5 años de vida útil

Descripción	Tamaño	Código de pedido
	15 x 15 mm	PERI 1.5
Pequeño	20 x 40 mm	PERI S
Medio	40 x 40 mm	PERI M
Grande	60 x 60 mm	PERI L

*Aunque la temperatura ambiente no ha sido definida por los organismos reguladores, LifeNet Health recomienda una temperatura de almacenamiento de 2°C a 37°C con excursiones de menos de 24 horas hasta 40°C. Si se produce una excursión fuera de este rango, póngase en contacto con LifeNet Health.

Las instrucciones de uso están disponibles en [LifeNetHealth.org/IFU](https://www.lifenethealth.org/IFU)

Referencias

1. Eisenlohr LM. "Allograft Tissue Sterilization Using Allowash XG." 2007 Bio-Implants Brief.

